

Quảng Ninh, ngày 5 tháng 6 năm 2025.

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: - Các đơn vị quan tâm

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu thuê đơn vị có chuyên môn đến khảo sát và báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo trì, bảo dưỡng điều hòa tại các khoa phòng của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: ông Nguyễn Văn Thiết – Tổ trưởng Tổ kỹ thuật thông dụng; Số điện thoại: 0916549875
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 - Nhận qua email: Email: kythuatvattu.bvsn@gmail.com
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: 3 ngày (ngày làm việc) , kể từ ngày phát hành yêu cầu báo giá.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá có hiệu lực.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SL
I	Bảo dưỡng điều hòa treo tường công suất 12000 – 18000BTU		100
1	Khoa HH – TM – TH – TK : phòng C102, C104, C106, C108, C110T, C110P, C111, C112T, C112P, C202T, C202P, C204, C206, C208T, C208P, C210T, C210P, C211	Máy	18
2	Khoa Ngoại : phòng C302, C304, C306, C308, C310T, C310P, C311, C312T, C312P	Máy	9
3	Khoa Nội Nhi : phòng C402, C404T, C404P, C406, C408, C410T, C410P, C411, C412T, C412P, C504, C506, C508, C510, C511, C512T, C512P, C514T, C514P, I502, I504, I506, I508, I510	Máy	24
4	Khoa Phụ: phòng D101, D106, D108, D110, D112, D501, D507P, D507T, D509, D512, D514, D516	Máy	12
5	Khoa sơ sinh: phòng D206	Máy	1
6	Khoa Sản đẻ: phòng D305, D306, D308, I302, I304, I306, I308, I310	Máy	8
7	Khoa Sản Bệnh: phòng D401, D409, D412, D414, D416, I402, I404, I406, I408, I410	Máy	10

8	Khoa Sản yêu cầu: phòng D601, D602, D604, D606, D608, D612, D614, D616, D618	Máy	9
9	Khoa Các bệnh nhiệt đới: phòng F103, F204, F206	Máy	3
10	Khoa Dược: Kho hóa chất B4, Kho thuốc B4 (2 máy), Kho Vật tư tiêu hao B4 (2 máy), Quầy thuốc sản A		6
II	Điều hòa tủ đứng công suất 36000 – 50000 BTU		8
11	Điều hòa tủ đứng sản A	Máy	5
12	Điều hòa tủ đứng sản B	Máy	3

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VT-TBYT.


GIÁM ĐỐC
Bùi Minh Cường





PHỤ LỤC
QUY TRÌNH BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG ĐIỀU HOÀ

STT	Nội dung
1	Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy:
	+ Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy: Máy nhiều nước, lạnh yếu, tắt đột ngột..
	+ Khởi động máy: Khởi động cho máy chạy thử để kiểm tra độ ồn, lưu lượng gió....
	+ Trước khi bắt đầu vệ sinh dàn nóng và dàn lạnh cần lưu ý tắt nguồn điện để đảm bảo an toàn
2	Vệ sinh dàn nóng:
	+ Tháo nắp dàn nóng và dùng máy bơm áp lực xịt vào dàn tản nhiệt để rửa sạch bụi bẩn, côn trùng bám..
	+ Xem xét về vị trí lắp đặt dàn nóng : Có được che chắn đúng kỹ thuật, có bị ảnh hưởng bởi môi trường nhiều không, đảm bảo dây tiếp đất không bị hở hoặc mất kết nối, kiểm tra có thiết bị nào bị ăn mòn không...khắc phục sự cố nếu có
3	Vệ sinh dàn lạnh :
	+ Vệ sinh thiết bị bằng vải khô, mềm hay có thể sử dụng máy hút bụi, bơm rửa.
	+ Làm sạch bộ lọc khí : Tháo bộ lọc khí sau đó lau chùi nếu bộ lọc quá bẩn vệ sinh bằng nước ấm ($\sim 30^{\circ}\text{C}$) và sau đó làm khô hoàn toàn.
	+ Đảm bảo không có vật cản nào xung quanh cửa thoát khí.
	+ Kiểm tra và vệ sinh ống thoát nước dư.
4	Kết thúc bảo dưỡng điều hòa :
	Sau khi làm vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa cần kiểm tra lại hoạt động của máy đảm bảo cho máy hoạt động bình thường và nạp bổ sung gas nếu cần thiết.